



技术参数

吻合器型号	臂杆长度	适用穿刺器
BQS45/60/45A/60A	190mm	12
BQM45/60/45A/60A	250mm	12
BQL45/60/45A/60A	350mm	12

吻合器型号	臂杆长度	适用穿刺器
BCS45/60/45A/60A	190mm	12
BCM45/60/45A/60A	250mm	12
BCL45/60/45A/60A	350mm	12

钉仓型号	钉仓颜色	钛钉高度	闭合钉高度	备注
BQJN45、BRJN45、BCJN45	灰 ●	2.0mm	0.75mm	
BQJW45、BRJW45、BCJW45	白 ○	2.5mm	1.0mm	
BQJB45、BRJB45、BCJB45	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	
BQJY45、BRJY45、BCJY45	金 ●	3.8mm	1.8mm	
BQJG45、BRJG45、BCJG45	绿 ●	4.1mm	2.0mm	
BQJH45、BRJH45、BCJH45	黑 ●	4.4mm	2.3mm	
BQJN45K、BRJN45K、BCJN45K	灰 ●	2.0mm	0.75mm	🔪
BQJW45K、BRJW45K、BCJW45K	白 ○	2.5mm	1.0mm	🔪
BQJB45K、BRJB45K、BCJB45K	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	🔪
BQJY45K、BRJY45K、BCJY45K	金 ●	3.8mm	1.8mm	🔪
BQJG45K、BRJG45K、BCJG45K	绿 ●	4.1mm	2.0mm	🔪
BQJH45K、BRJH45K、BCJH45K	黑 ●	4.4mm	2.3mm	🔪
BQJN60、BRJN60、BCJN60	灰 ●	2.0mm	0.75mm	
BQJW60、BRJW60、BCJW60	白 ○	2.5mm	1.0mm	
BQJB60、BRJB60、BCJB60	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	
BQJY60、BRJY60、BCJY60	金 ●	3.8mm	1.8mm	
BQJG60、BRJG60、BCJG60	绿 ●	4.1mm	2.0mm	
BQJH60、BRJH60、BCJH60	黑 ●	4.4mm	2.3mm	
BQJN60K、BRJN60K、BCJN60K	灰 ●	2.0mm	0.75mm	🔪
BQJW60K、BRJW60K、BCJW60K	白 ○	2.5mm	1.0mm	🔪
BQJB60K、BRJB60K、BCJB60K	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	🔪
BQJY60K、BRJY60K、BCJY60K	金 ●	3.8mm	1.8mm	🔪
BQJG60K、BRJG60K、BCJG60K	绿 ●	4.1mm	2.0mm	🔪
BQJH60K、BRJH60K、BCJH60K	黑 ●	4.4mm	2.3mm	🔪



邦尼医疗科技(常州)有限公司
Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号
电话：0519-8818 8331
网址：www.bnylkj.com
邮箱：bnylkj2018@163.com

一次性电动腔镜用
Disposable Powered Endoscopic
直线型切割吻合器及钉仓组件
Linear Cutter Stapler and Reload

一次性电动腔镜用

直线型切割吻合器及钉仓组件

(苏械注准20232011861)

**Disposable Powered Endoscopic
Linear Cutter Stapler and Reload**

适用范围：

适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。

